

Компания «Mentor» — крупнейший производитель изделий медицинского назначения была основана в 1969 году. В настоящее время продукция компании поставляется в 75 стран мира и штат ее сотрудников превышает 2 тыс. человек.

Компания производит широкий спектр высококачественных имплантатов молочной железы, заполненных силиконовым гелем, которые используются для эстетической и реконструктивной маммопластики.

Тесное сотрудничество с хирургами разных стран позволяет компании постоянно разрабатывать и тестировать новые модели, такие как имплантат Spectra™ с возможностью послеоперационной коррекции Объем,а, расширитель/имплантат Becker и серия анатомических имплантатов Contour Profile®.

Возможности компании «Mentor» исключительно широки, в том числе в области производства биоматериалов и биополимеров. Высочайшее качество и безопасность — визитная карточка нашей продукции, отвечающей самым высоким требованиям.

Компания ориентирована на потребителя и защиту его интересов. Наши торговые представители ответят на все интересующие вас вопросы, в том числе технического характера.

Инновационный подход и использование последних достижений современной науки — на этих принципах основана стратегия нашей компании.

Memory Gel,
более совершенный имплантат..... 4

Что такое Memory Gel

Шкала изделий Memory Gel

Когежив на все времена 5

Круглые имплантаты молочной железы с
текстурированной оболочкой Siltex™,
заполненные гелем Когежив I™ 6

Средний профиль

Средний *Plus* профиль

Высокий профиль

Супервысокий профиль

Круглые имплантаты молочной железы
с гладкой оболочкой, заполненные
гелем Когежив I™ 8

Низкий профиль

Средний профиль

Средний *Plus* профиль

Высокий профиль

Супервысокий профиль

Круглый имплантат молочной железы с
текстурированной оболочкой Siltex™,
заполненные гелем Когежив II™ 11

Средний профиль

Средний *Plus* профиль

Высокий профиль

Анатомические имплантаты молочной железы,
заполненные гелем Когежив III™ 13

CPG™ 331 Высокий, средняя проекция

CPG™ 321 Средняя высота, средняя проекция

CPG™ 311 Низкая высота, средняя проекция

CPG™ 332 Высокий, средняя *Plus* проекция

CPG™ 322 Средняя высота, средняя *Plus* проекция

CPG™ 312 Низкая высота, средняя *Plus* проекция

CPG™ 333 Высокий, высокая проекция

CPG™ 323 Средняя высота, высокая проекция

CPG™ 313 Низкая высота, высокая проекция

Имплантаты-тканевые расширители Becker 20

Круглые имплантаты Becker 25 с текстурированной
оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когежив I

Анатомический имплантат Becker 35 с текстурированной
оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когежив II

Круглый имплантат Becker 50 с текстурированной
оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когежив I

Импланты с регулируемым объемом Spectra™ 22

Круглый имплантат Spectra™ с регулируемым
объемом и текстурированной оболочкой Siltex™

Круглый имплантат Spectra™ с регулируемым
объемом и гладкой оболочкой

Анатомические тканевые расширители молочной
железы со встроенным портом и текстурированной
оболочкой Siltex™ 23

Низкий профиль, Стил 6100

Средний профиль, Стил 6200

Высокий профиль, Стил 6300


Тканевые расширители с гладкой оболочкой 24

Круглые

Эллиптические

Серповидные

Прямоугольные



более совершенный имплантат

- Специальный барьерный слой снижает вероятность просачивания геля сквозь оболочку
- Чрезвычайно мягкая податливая оболочка обеспечивает легкость установки имплантата через стандартный разрез
- Заполнены когезивным гелем собственной разработки компании «Mentor»
- Пожизненная гарантия замены
- Имплантаты разной формы на любой вкус – Низкий, Средний, Средний *Plus*, Высокий, Супервысокий и семейство имплантатов анатомической формы Contour Profile®

О MemoryGel™

Особенностью новейших имплантатов MemoryGel™ производства компании «Mentor» является силиконовый гель собственной разработки. Он используется для заполнения оболочки всех гелевых имплантатов молочной железы, выпускаемых компанией. Изменяя соотношение компонентов в составе геля, можно получать изделия разной плотности – от очень мягких до очень плотных.

Шкала изделий MemoryGel™

Профиль изделия	Когезив I™	Когезив II™	Когезив III™
Круглый низкий	X		
Круглый средний	X	X	
Круглый средний <i>Plus</i>	X	X	
Круглый высокий	X	X	
Круглый супервысокий	X		
Семейство имплантатов анатомической формы Profile®			X
Becker 25 круглый	X		
Becker 50 круглый	X		
Contour Profile® Becker 35 анатомической формы		X	
Круглый Spectra™ с регулируемым объемом	X		

Когезив на все времена



Во всех гелевых имплантатах производства компании «Mentor» используется когезивный гель, обеспечивающий прекрасный эстетический результат.

Когезив I™

Гель со стандартным показателем плотности. Самый мягкий из используемых компанией «Mentor» в производстве грудных имплантатов. В течение многих лет именно ему отдается предпочтение при изготовлении круглых имплантатов с текстурированной Siltex® и гладкой оболочкой.

Когезив II™

Гель, отличающийся большей плотностью, который расширяет возможности хирурга в подборе оптимального имплантата для каждого конкретного случая. Используется при изготовлении круглых имплантатов с текстурированной оболочкой Siltex®.

Когезив III™

Гель с самым высоким показателем плотности, обеспечивающий сохранение формы изделия для получения оптимальных эстетических результатов.


Круглые имплантаты молочной железы с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив I™

Средний профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	8,8	2,5	354-1007
125	9,3	2,8	354-1257
150	10,2	2,7	354-1507
175	10,7	2,8	354-1757
200	11,2	2,8	354-2007
225	11,4	3,0	354-2257
250	11,5	3,3	354-2507
275	12,4	3,4	354-2757
300	12,6	3,5	354-3007
325	12,9	3,6	354-3257
350	13,4	3,7	354-3507
375	13,4	3,8	354-3757
400	13,5	3,9	354-4007
450	13,9	4,1	354-4507
500	14,2	4,3	354-5007
550	14,8	4,4	354-5507
600	15,4	4,5	354-6007
700	16,8	4,3	354-7007
800	17,2	4,6	354-8007

Средний *Plus* профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	8,1	2,7	354-1001
125	8,8	2,9	354-1251
150	9,4	3,0	354-1501
175	10,0	3,2	354-1751
200	10,5	3,3	354-2001
225	10,9	3,5	354-2251
250	11,3	3,6	354-2501
275	11,7	3,7	354-2751
300	12,0	3,7	354-3001
325	12,3	3,8	354-3251
350	12,6	3,8	354-3501
375	12,9	3,9	354-3751
400	13,2	4,0	354-4001
450	13,7	4,1	354-4501
500	14,1	4,2	354-5001
550	14,4	4,4	354-5501
600	14,7	4,5	354-6001
700	15,7	4,8	354-7001
800	16,6	5,0	354-8001

Круглые имплантаты молочной железы с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив I™

Высокий профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
125	8,4	3,6	354-4125
150	8,9	3,8	354-4150
175	9,4	4,0	354-4175
200	9,9	4,1	354-4200
225	10,2	4,3	354-4225
250	10,5	4,5	354-4250
275	10,9	4,6	354-4275
300	11,1	4,7	354-4300
325	11,5	4,8	354-4325
350	11,7	4,9	354-4350
375	12,0	5,0	354-4375
400	12,3	5,1	354-4400
425	12,5	5,2	354-4425
450	12,7	5,2	354-4450
500	13,2	5,4	354-4500
550	13,5	5,6	354-4550
600	14,0	5,7	354-4600
650	14,3	5,8	354-4650
700	14,7	6,0	354-4700
800	15,4	6,3	354-4800

Супервысокий профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
135	8,0	4,3	354-5135
160	8,4	4,5	354-5160
185	8,6	4,6	354-5185
215	8,9	4,7	354-5215
240	9,2	4,9	354-5240
270	9,5	5,0	354-5270
295	9,9	5,2	354-5295
320	10,0	5,3	354-5320
350	10,3	5,4	354-5350
375	10,5	5,5	354-5375
400	10,8	5,6	354-5400
430	11,1	5,8	354-5430
455	11,3	5,9	354-5455
480	11,6	6,0	354-5480
535	12,1	6,3	354-5535
590	12,6	6,5	354-5590

Круглые имплантаты молочной железы с гладкой оболочкой, заполненные гелем Когезив I™

Низкий профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	9,4	1,9	310JSP1100
125	10,1	2,0	310JSP1125
150	10,7	2,2	310JSP1150
175	11,3	2,3	310JSP1175
200	11,8	2,4	310JSP1200
225	12,3	2,5	310JSP1225
250	12,7	2,6	310JSP1250
275	13,1	2,7	310JSP1275
300	13,5	2,7	310JSP1300
325	13,9	2,8	310JSP1325
350	14,2	2,9	310JSP1350
375	14,5	2,9	310JSP1375
400	14,8	3,0	310JSP1400
450	15,4	3,1	310JSP1450
500	16,0	3,3	310JSP1500
550	16,5	3,4	310JSP1550
600	17,0	3,5	310JSP1600

Средний профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	9,3	2,1	350-7100 BC
125	10,0	2,2	350-7125 BC
150	10,3	2,3	350-7150 BC
175	11,2	2,4	350-7175 BC
200	11,7	2,5	350-7200 BC
225	12,2	2,6	350-7225 BC
250	12,3	2,8	350-7250 BC
275	13,2	2,9	350-7275 BC
300	13,5	3,0	350-7300 BC
325	13,9	3,0	350-7325 BC
350	14,2	3,1	350-7350 BC
375	14,4	3,2	350-7375 BC
400	14,5	3,2	350-7400 BC
450	14,9	3,4	350-7450 BC
500	15,2	3,6	350-7500 BC
550	15,9	3,6	350-7550 BC
600	16,5	3,7	350-7600 BC
700	17,4	3,9	350-7700 BC
800	18,2	4,1	350-7800 BC

Круглые имплантаты молочной железы с гладкой оболочкой, заполненные гелем Когезив I™

Средний *Plus* профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	8,2	2,7	350-1001 BC
125	8,9	2,8	350-1251 BC
150	9,5	2,9	350-1501 BC
175	10,0	3,1	350-1751 BC
200	10,5	3,2	350-2001 BC
225	10,9	3,3	350-2251 BC
250	11,3	3,4	350-2501 BC
275	11,7	3,5	350-2751 BC
300	12,0	3,6	350-3001 BC
325	12,3	3,8	350-3251 BC
350	12,5	3,9	350-3501 BC
375	12,8	4,0	350-3751 BC
400	13,1	4,0	350-4001 BC
450	13,6	4,2	350-4501 BC
500	14,1	4,3	350-5001 BC
550	14,6	4,5	350-5501 BC
600	15,0	4,6	350-6001 BC
700	15,8	4,9	350-7001 BC
800	16,5	5,1	350-8001 BC

Высокий профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
125	8,3	3,5	350-1254 BC
150	8,8	3,7	350-1504 BC
175	9,3	3,9	350-1754 BC
200	9,7	4,0	350-2004 BC
225	10,1	4,2	350-2254 BC
250	10,5	4,3	350-2504 BC
275	10,8	4,4	350-2754 BC
300	11,1	4,5	350-3004 BC
325	11,4	4,6	350-3254 BC
350	11,7	4,8	350-3504 BC
375	12,0	4,8	350-3754 BC
400	12,2	5,0	350-4004 BC
425	12,5	5,0	350-4254 BC
450	12,8	5,1	350-4504 BC
500	13,2	5,3	350-5004 BC
550	13,6	5,5	350-5504 BC
600	14,0	5,6	350-6004 BC
650	14,4	5,7	350-6504 BC
700	14,8	5,8	350-7004 BC
800	15,5	6,0	350-8004 BC

Круглые имплантаты молочной железы с гладкой оболочкой, заполненные гелем Когезив I™

Супервысокий профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
135	7,8	4,1	350-5135 BC
160	8,2	4,3	350-5160 BC
185	8,4	4,4	350-5185 BC
215	8,7	4,5	350-5215 BC
240	9,0	4,7	350-5240 BC
270	9,3	4,8	350-5270 BC
295	9,7	5,0	350-5295 BC
320	9,8	5,1	350-5320 BC
350	10,1	5,2	350-5350 BC
375	10,4	5,3	350-5375 BC
400	10,6	5,4	350-5400 BC
430	10,9	5,6	350-5430 BC
455	11,2	5,7	350-5455 BC
480	11,4	5,8	350-5480 BC
535	12,0	6,1	350-5535 BC
590	12,5	6,3	350-5590 BC


Круглый имплантат молочной железы с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив II™

Средний профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	9,1	2,6	354-1009
125	9,3	2,8	354-1259
150	10,1	2,4	354-1509
175	10,5	2,9	354-1759
200	11,2	2,8	354-2009
225	11,5	3,0	354-2259
250	11,6	3,5	354-2509
275	12,6	3,1	354-2759
300	12,6	3,6	354-3009
325	13,1	3,6	354-3259
350	13,4	3,5	354-3509
375	13,4	3,9	354-3759
400	13,7	3,8	354-4009
450	13,7	4,6	354-4509
500	14,2	4,8	354-5009
550	14,5	4,5	354-5509
600	15,3	4,6	354-6009
700	16,3	5,0	354-7009
800	16,7	5,4	354-8009

Средний *Plus* профиль



Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
100	8,1	2,7	324-5100
125	8,8	2,9	324-5125
150	9,4	3,0	324-5150
175	10,0	3,2	324-5175
200	10,5	3,3	324-5200
225	10,9	3,5	324-5225
250	11,3	3,6	324-5250
275	11,7	3,7	324-5275
300	12,0	3,7	324-5300
325	12,3	3,8	324-5325
350	12,6	3,8	324-5350
375	12,9	3,9	324-5375
400	13,2	4,0	324-5400
450	13,7	4,1	324-5450
500	14,1	4,2	324-5500
550	14,4	4,4	324-5550
600	14,7	4,5	324-5600
700	15,7	4,8	324-5700
800	16,6	5,0	324-5800

Круглый имплантат молочной железы с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив II™



Высокий профиль

Объем, см³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
125	8,4	3,6	324-4125
150	8,9	3,8	324-4150
175	9,4	4,0	324-4175
200	9,9	4,1	324-4200
225	10,2	4,3	324-4225
250	10,5	4,5	324-4250
275	10,9	4,6	324-4275
300	11,1	4,7	324-4300
325	11,5	4,8	324-4325
350	11,7	4,9	324-4350
375	12,0	5,0	324-4375
400	12,3	5,1	324-4400
425	12,5	5,2	324-4425
450	12,7	5,2	324-4450
500	13,2	5,4	324-4500
550	13,5	5,6	324-4550
600	14,0	5,7	324-4600
650	14,3	5,8	324-4650
700	14,7	6,0	324-4700
800	15,4	6,3	324-4800

Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

Обозначения моделей CPG™		
Уровень когезии	Высота импланта	Проекция импланта
III 3	Высокий 3	Высокий 3
	Средний 2	Средний <i>Plus</i> 2
	Низкий 1	Средний 1
Цифра1=Уровню когезии Цифра 2 = Высоте импланта Цифра 3 = Проекции импланта		

Линия «А» и измерение длины арки





Таблица анатомических имплантатов серии CPG



Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

CPG™ 331  
Высокий, средняя проекция

Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
125	9,0	9,2	3,2	2,4	3,9	334-0903
150	9,5	9,7	3,3	2,6	4,1	334-0953
175	10,0	10,2	3,4	2,7	4,3	334-1003
200	10,5	10,7	3,5	2,8	4,6	334-1053
230	11,0	11,3	3,6	3,0	4,8	334-1103
265	11,5	11,8	3,7	3,1	5,0	334-1153
300	12,0	12,3	3,9	3,2	5,2	334-1203
340	12,5	12,8	4,0	3,4	5,4	334-1253
380	13,0	13,3	4,1	3,5	5,6	334-1303
425	13,5	13,8	4,3	3,6	5,9	334-1353
475	14,0	14,3	4,5	3,8	6,1	334-1403
530	14,5	14,8	4,6	3,9	6,3	334-1453
585	15,0	15,3	4,8	4,0	6,5	334-1503
645	15,5	15,9	5,0	4,2	6,7	334-1553

CPG™ 321 
Средняя высота, средняя проекция

Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
120	9,0	8,5	3,3	3,1	4,3	354-0908
135	9,5	8,9	3,5	3,2	4,5	354-0958
155	10,0	9,4	3,7	3,4	4,7	354-1008
180	10,5	9,9	3,8	3,6	5,0	354-1058
215	11,0	10,3	3,9	3,6	5,1	354-1108
245	11,5	10,8	4,0	3,8	5,3	354-1158
280	12,0	11,3	4,2	4,0	5,6	354-1208
315	12,5	11,8	4,4	4,1	5,8	354-1258
355	13,0	12,2	4,6	4,3	6,0	354-1308
395	13,5	12,7	4,7	4,5	6,3	354-1358
440	14,0	13,2	4,9	4,6	6,5	354-1408
480	14,5	13,6	5,0	5,0	6,9	354-1458
530	15,0	14,1	5,2	5,1	7,2	354-1508
640	16,0	15,0	5,6	5,5	7,6	354-1608
775	17,0	16,0	5,9	5,8	8,1	354-1708

Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

CPG™ 311 
Низкая высота, средняя проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
100	9,0	8,0	3,0	2,5	4,1	334-0901
120	9,5	8,5	3,2	2,6	4,3	334-0951
140	10,0	8,9	3,4	2,8	4,5	334-1001
160	10,5	9,4	3,6	2,9	4,7	334-1051
180	11,0	9,8	3,7	3,0	5,0	334-1101
210	11,5	10,3	3,9	3,2	5,2	334-1151
235	12,0	10,7	4,1	3,3	5,4	334-1201
270	12,5	11,2	4,2	3,5	5,6	334-1251
300	13,0	11,6	4,4	3,6	5,9	334-1301
335	13,5	12,0	4,6	3,7	6,1	334-1351
375	14,0	12,5	4,7	3,9	6,3	334-1401
415	14,5	12,9	4,9	4,0	6,5	334-1451
460	15,0	13,4	5,1	4,1	6,8	334-1501
510	15,5	13,8	5,2	4,3	7,0	334-1551
560	16,0	14,3	5,4	4,4	7,2	334-1601
615	16,5	14,7	5,6	4,6	7,4	334-1651

CPG™ 332
Высокий, средняя *Plus* проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
145	9,0	9,4	3,8	2,8	4,6	334-0909
175	9,5	9,9	4,0	3,0	4,9	334-0959
205	10,0	10,4	4,2	3,1	5,1	334-1009
235	10,5	10,9	4,4	3,3	5,4	334-1059
270	11,0	11,5	4,7	3,5	5,7	334-1109
305	11,5	12,0	4,9	3,6	5,9	334-1159
350	12,0	12,5	5,1	3,8	6,2	334-1209
395	12,5	13,0	5,3	3,9	6,4	334-1259
445	13,0	13,5	5,5	4,1	6,7	334-1309
495	13,5	14,1	5,7	4,2	7,0	334-1359
555	14,0	14,6	5,9	4,4	7,2	334-1409
615	14,5	15,1	6,1	4,6	7,5	334-1459
680	15,0	15,6	6,3	4,7	7,7	334-1509

Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

CPG™ 322
Средняя высота, средняя *Plus* проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
140	9,0	8,5	3,8	2,9	4,7	334-0905
165	9,5	8,9	4,0	3,0	4,9	334-0955
195	10,0	9,4	4,2	3,2	5,2	334-1005
225	10,5	9,9	4,4	3,3	5,5	334-1055
255	11,0	10,3	4,7	3,5	5,7	334-1105
295	11,5	10,8	4,9	3,7	6,0	334-1155
330	12,0	11,3	5,1	3,8	6,3	334-1205
375	12,5	11,8	5,3	4,0	6,5	334-1255
420	13,0	12,2	5,5	4,1	6,8	334-1305
475	13,5	12,7	5,7	4,3	7,0	334-1355
525	14,0	13,2	5,9	4,5	7,3	334-1405
585	14,5	13,6	6,1	4,6	7,6	334-1455
650	15,0	14,1	6,3	4,8	7,8	334-1505

CPG™ 312
Низкая высота, средняя *Plus* проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	А, см	Длина арки, см	№ в каталоге
125	9,0	8,0	3,8	2,5	4,6	334-0907
145	9,5	8,4	4,0	2,6	4,8	334-0957
170	10,0	8,8	4,2	2,7	5,1	334-1007
195	10,5	9,3	4,4	2,9	5,4	334-1057
225	11,0	9,7	4,7	3,0	5,6	334-1107
255	11,5	10,2	4,9	3,1	5,9	334-1157
290	12,0	10,6	5,1	3,3	6,1	334-1207
330	12,5	11,1	5,3	3,4	6,4	334-1257
370	13,0	11,5	5,5	3,6	6,6	334-1307
415	13,5	12,0	5,7	3,7	6,9	334-1357
465	14,0	12,4	5,9	3,8	7,1	334-1407
515	14,5	12,8	6,1	4,0	7,4	334-1457
570	15,0	13,3	6,3	4,1	7,7	334-1507
690	16,0	14,2	6,8	4,4	8,2	334-1607

Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

CPG™ 333
Высокий, высокая проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	A, см	Длина арки, см	№ в каталоге
180	9,0	9,4	4,6	3,1	5,5	334-0904
215	9,5	9,9	4,8	3,3	5,8	334-0954
250	10,0	10,4	5,1	3,4	6,1	334-1004
290	10,5	10,9	5,3	3,6	6,4	334-1054
330	11,0	11,5	5,6	3,8	6,8	334-1104
380	11,5	12,0	5,8	3,9	7,1	334-1154
430	12,0	12,5	6,0	4,1	7,4	334-1204
485	12,5	13,0	6,2	4,3	7,7	334-1254
545	13,0	13,5	6,5	4,5	8,0	334-1304
610	13,5	14,1	6,7	4,6	8,3	334-1354
680	14,0	14,6	6,9	4,8	8,6	334-1404
755	14,5	15,1	7,1	5,0	8,9	334-1454

Анатомические имплантаты молочной железы, заполненные гелем Когезив III™

CPG™ 313
Низкая высота, высокая проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	A, см	Длина арки, см	№ в каталоге
130	9,0	8,1	4,4	2,6	5,2	334-0906
155	9,5	8,6	4,5	2,7	5,4	334-0956
180	10,0	9,0	4,6	2,9	5,7	334-1006
210	10,5	9,5	4,8	3,0	6,0	334-1056
240	11,0	9,9	4,9	3,2	6,3	334-1106
270	11,5	10,3	5,0	3,3	6,6	334-1156
310	12,0	10,8	5,2	3,5	6,9	334-1206
350	12,5	11,2	5,4	3,6	7,2	334-1256
395	13,0	11,7	5,6	3,8	7,4	334-1306
440	13,5	12,2	5,8	3,9	7,7	334-1356
490	14,0	12,6	6,1	4,0	8,0	334-1406
545	14,5	13,1	6,3	4,2	8,3	334-1456
605	15,0	13,5	6,6	4,3	8,6	334-1506

CPG™ 323
Средняя высота, высокая проекция



Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	A, см	Длина арки, см	№ в каталоге
165	9,0	8,5	4,6	3,0	5,3	334-0902
195	9,5	8,9	4,8	3,2	5,6	334-0952
225	10,0	9,4	5,1	3,4	5,9	334-1002
260	10,5	9,9	5,3	3,5	6,2	334-1052
300	11,0	10,3	5,6	3,7	6,5	334-1102
345	11,5	10,8	5,8	3,9	6,8	334-1152
390	12,0	11,3	6,0	4,0	7,1	334-1202
440	12,5	11,8	6,2	4,2	7,4	334-1252
495	13,0	12,2	6,5	4,4	7,7	334-1302
555	13,5	12,7	6,7	4,5	8,0	334-1352
620	14,0	13,2	6,9	4,7	8,3	334-1402
685	14,5	13,6	7,1	4,9	8,6	334-1452

Имплантаты-тканевые расширители Becker

Круглые имплантаты Becker 25 с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив I

25% общего объема – наружная камера с гелем Когезив I;
75% общего объема — внутренняя камера с солевым раствором.



Объем, (см³)	Объем геля (см³)	ОБЪЕМ ВРЕМЕННОГО РАСШИРЕНИЯ		Общ. объем сол. раств. (см³)	Общ. объем геля, сол. раств. (см³)	Диаметр, (см)	Проекция, (см)	№ в каталоге
		Макс. объем сол. раств. (см³)	Общ. объем геля, сол. раств. (см³)					
		сол. раств. (см³)	раств. (см³)					
150	40	185	225	85-150	125-190	10,7	2,4	354-1500
200	50	250	300	125-200	175-250	11,6	2,7	354-2000
250	60	315	375	165-255	225-315	12,1	3,0	354-2500
300	75	375	450	200-300	275-375	12,9	3,0	354-3000
350	90	435	525	235-350	325-440	13,5	3,0	354-3500
400	100	500	600	275-400	375-500	13,7	3,4	354-4000
500	125	625	750	350-500	475-625	14,7	3,7	354-5000
600	150	750	900	425-600	575-750	15,6	4,2	354-6000
700	175	875	1050	500-700	675-875	16,8	4,3	354-7000
800	200	1000	1200	575-800	775-1000	17,2	4,6	354-8000

Анатомические имплантаты Becker 35 с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив II

35% общего объема — наружная камера с гелем Когезив II;
65% общего объема — внутренняя камера с солевым раствором.



Объем, (см³)	Объем геля (см³)	ОБЪЕМ ВРЕМЕННОГО РАСШИРЕНИЯ		Общ. объем сол. раств. (см³)	Общ. объем геля, сол. раств. (см³)	Шири- на, (см)	Высо- та, (см)	Проек- ция, (см)	№ в каталоге
		Макс. объем сол. раств. (см³)	Общ. объем геля, сол. раств. (см³)						
		сол. раств. (см³)	раств. (см³)						
145	50	120	170	85-95	135-145	9,5	8,3	4,2	324-0955
195	70	155	225	110-125	180-195	10,5	9,1	4,6	324-1055
255	90	205	295	145-165	235-255	11,5	10,0	5,1	324-1155
290	100	235	335	170-190	270-290	12,0	10,5	5,3	324-1205
325	110	270	380	190-215	300-325	12,5	10,9	5,5	324-1255
365	125	300	425	215-240	340-365	13,0	11,3	5,7	324-1305
400	130	335	465	240-270	370-400	13,5	11,8	5,9	324-1355
460	160	375	535	270-300	430-460	14,0	12,2	6,2	324-1405
565	195	460	655	330-370	525-565	15,0	13,1	6,6	324-1505
685	240	555	795	400-445	640-685	16,0	13,9	7,0	324-1605

Имплантаты-тканевые расширители Becker

Круглые имплантаты Becker 50 с текстурированной оболочкой Siltex™, заполненные гелем Когезив I

50% общего объема — наружная камера с когезивным гелем;
50% общего объема — внутренняя камера с солевым раствором.



Объем, (см³)	Объем геля (см³)	Общ. объем		Диаметр, (см)	Проекция, (см)	Номер в каталоге
		сол. раств. (см³)	Общ. объ- ем геля, сол. раств. (см³)			
300	150	150-200	300-350	12,9	3,0	354-1515
400	200	200-300	400-500	13,9	3,4	354-2020
500	250	250-350	500-600	14,7	3,7	354-2525
600	300	300-425	600-725	15,6	4,2	354-3030
700	350	350-500	700-850	16,0	5,0	354-3535

Импланты с регулируемым
объемом Spectra™

Круглый имплантаты Spectra™
с регулируемым объемом и текстурированной
оболочкой Siltex™



НОМИНАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ					МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ		№ в каталоге
Объем см³	Объем геля см³	Объем физ. раст. см³	Диаметр, см	Проекция, см	Диаметр, см	Проекция, см	
190	180	10-50	9,9	4,1	9,4	5,1	314-4190
215	205	10-50	10,2	4,3	9,8	5,2	314-4215
240	230	10-50	10,5	4,5	10,2	5,3	314-4240
260	250	10-50	10,9	4,6	10,5	5,4	314-4260
285	275	10-50	11,1	4,7	10,8	5,5	314-4285
310	300	10-50	11,5	4,8	11,1	5,6	314-4310
335	325	10-50	11,7	4,9	11,4	5,7	314-4335
355	345	10-50	12,0	5,0	11,7	5,8	314-4355
380	370	10-50	12,3	5,1	11,9	5,8	314-4380
405	395	10-50	12,5	5,2	12,2	5,9	314-4405
430	420	10-50	12,7	5,2	12,4	6,0	314-4430
480	465	15-75	13,2	5,4	12,9	6,1	314-4480
525	510	15-75	13,5	5,6	13,3	6,2	314-4525
575	560	15-75	14,0	5,7	13,8	6,4	314-4575
620	605	15-100	14,3	5,8	14,1	6,5	314-4620
665	650	15-100	14,7	6,0	14,5	6,6	314-4665
760	745	15-100	15,4	6,3	15,1	6,7	314-4760

Круглый имплантат Spectra™
с регулируемым объемом
и гладкой оболочкой




НОМИНАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ					МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ		№ в каталоге
Объем см³	Объем геля см³	Объем физ. раст. см³	Диаметр, см	Проекция, см	Диаметр, см	Проекция, см	
190	180	10-50	9,7	4,0	9,4	5,1	310-4190
215	205	10-50	10,1	4,2	9,8	5,2	310-4215
240	230	10-50	10,5	4,3	10,2	5,3	310-4240
260	250	10-50	10,8	4,4	10,5	5,4	310-4260
285	275	10-50	11,1	4,5	10,8	5,5	310-4285
310	300	10-50	11,4	4,6	11,1	5,6	310-4310
335	325	10-50	11,7	4,8	11,4	5,7	310-4335
355	345	10-50	12,0	4,8	11,7	5,8	310-4355
380	370	10-50	12,2	5,0	11,9	5,8	310-4380
405	395	10-50	12,5	5,0	12,2	5,9	310-4405
430	420	10-50	12,8	5,1	12,4	6,0	310-4430
480	465	15-75	13,2	5,3	12,9	6,1	310-4480
525	510	15-75	13,6	5,5	13,3	6,2	310-4525
575	560	15-75	14,0	5,6	13,8	6,4	310-4575
620	605	15-100	14,4	5,7	14,1	6,5	310-4620
665	650	15-100	14,8	5,8	14,5	6,6	310-4665
760	745	15-100	15,5	6,0	15,1	6,7	310-4760

Анатомические тканевые расширители
молочной железы со встроенным портом и
текстурированной оболочкой Siltex™



Низкая Высота, стиль 6100

Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	№ в каталоге
250	11,4	8,1	6,1	354-6111
350	12,7	9,4	6,5	354-6112
450	14,0	10,2	7,1	354-6113
550	15,0	10,9	7,4	354-6114
650	15,7	11,2	7,9	354-6115
750	16,5	11,9	8,1	354-6116



Средняя Высота, стиль 6200

Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	№ в каталоге
275	10,7	9,3	6,2	354-6211
350	11,7	10,0	6,6	354-6212
450	12,7	10,8	7,0	354-6213
550	13,5	11,7	7,4	354-6214
650	14,6	12,6	7,6	354-6215
800	15,6	13,3	8,0	354-6216




Высокий, стиль 6300

Объем, см³	Ширина, см	Высота, см	Проекция, см	№ в каталоге
250	10,1	10,7	5,6	354-6311
350	11,3	11,8	6,0	354-6312
450	12,3	12,9	6,5	354-6313
550	13,2	13,8	6,9	354-6314
650	14,0	14,6	7,3	354-6315
750	14,6	15,3	7,6	354-6316
850	15,4	15,9	7,9	354-6317

Тканевые расширители с гладкой оболочкой

Круглые



Объем, см ³	Диаметр, см	Проекция, см	№ в каталоге
400	11,3	5,9	350-4305M
550	13,4	5,8	350-4307M
700	14,6	6,7	350-4304M
850	15,0	7,2	350-4308M
1000	15,5	7,8	350-4306M

Эллиптические



Объем, см ³	Длина, см	Ширина, см	Номинал. проек., см	ВРЕМЕННОЕ МАКС. РАСШИРЕНИЕ		№ в каталоге
				Проек., см	Объем, см ³	
25	6,0	4,0	2,3	4,5	75	350-5301M
50	8,0	5,0	2,5	5,3	150	350-5302M
75	10,0	6,0	2,1	6,0	225	350-5303M
125	15,0	5,0	3,3	6,5	375	350-5306M
150	12,0	7,0	3,2	7,2	450	350-5304M
250	14,0	8,0	4,5	9,0	750	350-5305M

Серповидные



Объем, см ³	Длина, см	Ширина, см	Проекция, см	№ в каталоге
50	9,0	5,7	2,7	350-4312M
100	11,0	6,9	3,7	350-4313M
200	14,6	7,5	4,3	350-4314M
300	16,5	10,3	4,7	350-4315M
400	18,2	11,4	5,2	350-4316M
500	19,6	12,4	5,5	350-4317M

Прямоугольные



Объем, см ³	Длина, см	Ширина, см	Проекция, см	№ в каталоге
50	6,9	3,2	3,2	350-4309M
100	6,6	5,1	5,6	350-4301M
250	10,4	7,3	5,6	350-4302M
400	10,6	9,3	6,6	350-4303M
550	13,7	7,1	7,7	350-4310M
700	15,0	8,0	7,9	350-4311M